

Anticorps Polyclonal Anti-Ociad1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx40

Numéro d'article: CM0017808

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OCIAD1 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les applications de recherche sur les cellules souches et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OCIAD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OCIA; ASRIJ; TPA018; OCIAD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54940
GeneID	54940
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 245 de l'OCIAD1 humain (NP_060300.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NX40
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace