

Anticorps Polyclonal Anti-Ociad2 Pour Wb - Q56VI3

Numéro d'article: CM0015620

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin OCIAD2 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA dans des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur l'assemblage du complexe mitochondrial III et la signalisation STAT3.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du produit	OCIAD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	OCIAD2
Espèce	Humain
GeneID	132299
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-99 de l'OCIAD2 humain (NP_689611.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q56VL3
Poids protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace