

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ocrl Pour Wb Et Elisa - Q01968

Numéro d'article: CM0022459



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OCRL humaine (Q01968), validé pour la WB et l'ELISA. Détecte l'OCRL humaine, murine et de rat ; idéal pour l'étude du métabolisme des phosphates d'inositol, du trafic endosomal et des ciliopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OCRL Rabbit pAb
Remarques/Alias	LOCR ; DENT2 ; NPHL2 ; OCRL1 ; Dent-2 ; INPP5F ; OCRL-1 ; OCRL
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4952
ID du gène	4952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 220 de l'OCRL humaine (NP_001578.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q01968
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace