

Anticorps Polyclonal Ocrl De Lapin Pour Wb, Elisa - Q01968

Numéro d'article: CM0020931



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'OCRL humain (Q01968). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte l'inositol polyphosphate 5-phosphatase impliquée dans le trafic endosomal et la fonction ciliaire. Adapté à la recherche sur le syndrome de Lowe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] OCRL Rabbit pAb
Remarques / Alias	LOCR; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; RL
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4952
ID du gène	4952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'OCRL humain (NP_001578.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01968
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace