

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oct4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q01860

Numéro d'article: CM0029987



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin OCT4 pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'OCT4 humain et murin, un facteur de transcription clé pour la pluripotence des cellules souches embryonnaires. Idéal pour la recherche en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	OCT4 pAb de Lapin
Remarques/Alias	OCT3 ; OCT4 ; OTF3 ; OTF4 ; OTF-3 ; Oct-3 ; Oct-4 ; Oct3/4
Espèce	Humain
GeneID	5460 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 210-310 de l'oct-4 humain (NP_002692.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q01860
Poids Moléculaire Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace