

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Odc1 Pour Wb, Elisa - P11926

Numéro d'article: CM0008415



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ODC1 (ornithine décarboxylase) humaine, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte une bande à environ 51 kDa. Idéal pour l'étude de la biosynthèse des polyamines et de la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ODC1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4953
GeneID	4953
Immunogène	Peptide synthétique. Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'ODC1 humaine (P11926).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P11926
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac isotherme