

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Odc1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11926

Numéro d'article: CM0019532



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ODC1 humain (ornithine décarboxylase), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des polyamines et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ODC1 pAb de lapin
Remarques/alias	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4953
ID du gène	4953
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'ODC1 humaine (NP_002530.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P11926
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace