

Anticorps Polyclonal Anti-Odf2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Bjf6

Numéro d'article: CM0016524

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ODF2 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte l'ODF2 humain, de souris et de rat (~95 kDa). Convient à la recherche sur le centrosome/centriole et la queue des spermatozoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ODF2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; ODF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4957
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 630-829 de l'ODF2 humain (NP_702911.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5BJF6
Poids de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac de glace