

Anticorps Monoclonal Anti-Ogdh Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q02218

Numéro d'article: CM0003151



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'OGDH humain, adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le cycle de Krebs et la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OGDH Rabbit mAb
Remarques/Alias	E1k ; E1o ; KGD1 ; OGDC ; AKGDH ; OGDH2 ; OGDHD ; OGDH-E1 ; OGDH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4967
GeneID	4967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 869-1023 de l'OGDH humain (NP_002532.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02218
Poids moléculaire de la protéine	116 kDa
Expédition	Sac de glace