


## Anticorps Polyclonal Anti-Ogdh Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02218

Numéro d'article: CM0030231



### Introduction

L'anticorps polyclonal OGDH Lapin pAb est un anticorps polyclonal pour détecter la 2-oxoglutarate déshydrogénase E1 (OGDH) dans des échantillons humains, murins et de rat via WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Convient pour les études du cycle de Krebs et du métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | OGDH Lapin pAb                                                                                                                    |
| Remarques/Alias    | E1k ; E1o ; KGD1 ; OGDC ; AKGDH ; OGDH2 ; OGDHD ; OGDH-E1 ; OGDH                                                                  |
| Espèce             | Humain                                                                                                                            |
| GeneID (Humain)    | 4967                                                                                                                              |
| GeneID             | 4967                                                                                                                              |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 148-427 de l'OGDH humaine (NP_001003941.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS              | Q02218                                                                                                                            |
| Poids protéique    | 116 kDa                                                                                                                           |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                      |