


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ogdh Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02218

Numéro d'article: CM0016329



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-OGDH validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'OGDH humain, de souris et de rat, une enzyme mitochondriale clé du cycle de l'acide citrique. Convient pour la recherche sur le métabolisme et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	OGDH Lapin pAb
Remarques/Alias	E1k; E1o; KGD1; OGDC; AKGDH; OGDH2; OGDHD; OGDH-E1; OGDH
Espèce	Humain
ID de Gène	4967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 148-427 de l'OGDH humain (NP_001003941.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02218
Poids Protéique	116kDa
Expédition	Sac de glace