

Anticorps Polyclonal Anti-Ogfr Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzt2

Numéro d'article: CM0025478

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'OGFR humain (récepteur du facteur de croissance opioïde). Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Conçu pour la recherche sur la régulation de la croissance et la signalisation opioïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OGFR Lapin pAb
Remarques/Alias	OGFR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11054
GeneID	11054
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 358-482 de l'OGFR humain (NP_031372.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZT2
Poids moléculaire	73kDa
Expédition	Sac de glace