


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ogg1 Pour Wb Et Elisa - O15527

Numéro d'article: CM0020808



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OGG1 humain (N-glycosylase/ADN lyase) pour la recherche sur la réparation de l'ADN. Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'OGG1 humain et murin. Idéal pour les études sur les dommages oxydatifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OGG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HMMH ; MUTM ; OGH1 ; HOGG1 ; OGG1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4968
GeneID	4968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-345 de l'OGG1 humain (NP_002533.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15527
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace