


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ogg1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15527

Numéro d'article: CM0017670



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OGG1 humain (8-oxoguanine DNA glycosylase). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. À utiliser pour les études de réparation de l'ADN ciblant la N-glycosylase/ADN lyase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OGG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HMMH; MUTM; OGH1; HOGG1; OGG1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-345 de l'OGG1 humain (NP_002533.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15527
Poids protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace