


Anticorps Monoclonal Anti-Ogt Pour Wb, Elisa, Chip - O15294

Numéro d'article: CM0005656



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'O-GlcNAc transférase (OGT), validé pour le Western Blot, l'ELISA et le ChIP, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'O-GlcNAcylation, la régulation de la chromatine et la signalisation de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OGT Lapin mAb
Remarques/Alias	OGT1 ; HRNT1 ; MRX106 ; XLID106 ; HINCUT-1 ; O-GLCNAC ; OGT
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8473
GeneID	8473
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 947-1046 de l'OGT humain (O15294).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15294
Poids protéique	117 kDa
Expédition	Sac de glace