


Anticorps Polyclonal Anti-Ola1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ntk5

Numéro d'article: CM0016822



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OLA1 humain (DOC45, GTPBP9). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le cancer et aux études sur le stress cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OLA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DOC45, GBP45, GTPBP9, GTPBP9, PTD004, OLA1
Espèce	Humain
GeneID	29789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-310 de l'OLA1 humain (NP_037473.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NTK5
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace