


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Olfm1 Pour Wb Et Elisa - Q99784

Numéro d'article: CM0018060



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OLFM1 humain (Noéline). Validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Utile pour l'étude de la régulation de la croissance axonale et du développement neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OLFM1 pAb de lapin
Remarques/Alias	AMY ; NOE1 ; OlfA ; NOELIN1 ; OLFM1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10439
ID du gène	10439
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99784
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace