

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Olfm3 Pour Wb Et Elisa - Olfm3 Pab Lapin

Numéro d'article: CM0019311

Introduction

Anticorps polyclonal anti-OLFM3 élevé chez le lapin contre un peptide synthétique de souris OLFM3. Convient pour la détection par Western blot et ELISA de l'OLFM3 dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OLFM3 pAb Lapin
Remarques/Alias	B230206G02Rik; OLFM3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	229759
ID de gène	229759
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de la souris OLFM3 (NP_694797.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
Expédition	Sac de glace