

Anticorps Monoclonal Anti-Olig1 Pour Wb, Elisa - Q8Tak6

Numéro d'article: CM0002173

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Olig1 humain (Q8TAK6). Validé pour Western blot et ELISA. Reconnaît l'Olig1 humain, souris et rat. Adapté à la recherche sur la gliogenèse, le développement des oligodendrocytes et la biologie des gliomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Olig1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	BHLHB6 ; BHLHE21 ; Olig1
Espèce	Humain
GeneID	116448
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 172 et 271 de l'Olig1 humain (Q8TAK6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TAK6
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace