

Anticorps Monoclonal Anti-Olig2 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q13516

Numéro d'article: CM0008064

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Olig2 validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte les niveaux endogènes d'Olig2 chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les oligodendrocytes, les neurones moteurs et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Olig2 mAb Lapin
Remarques/Alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10215
GeneID	10215
Immunogène	Peptide synthétique d'Olig2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13516
Poids Protéique	32 kDa
Expédition	Sac glacé