

Anticorps Monoclonal Anti-Olig2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13516

Numéro d'article: CM0010971

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'OLIG2 humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'IHC et l'ELISA. Convient à l'étude de la spécification des oligodendrocytes et des motoneurones, de la gliogenèse et de la gliomagenèse. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Olig2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10215
GeneID	10215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 168-323 de l'OLIG2 humain (NP_005797.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13516
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace