

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Olig2 Pour Wb, Elisa - Q13516

Numéro d'article: CM0010100

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Olig2 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'Olig2 endogène humain, murin et de rat (~32 kDa). Essentiel pour la recherche sur le développement des oligodendrocytes et des motoneurones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Olig2 de lapin
Remarques/Alias	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19; Olig2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10215
GeneID	10215
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de l'Olig2 humain (Q13516).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q13516
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac réfrigérant