

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Olig3 Pour Wb, Elisa - Q7Rtu3

Numéro d'article: CM0002831

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'Olig3 humain, un facteur de transcription de spécification des neurones de la moelle épinière. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche en neuroscience sur la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Olig3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	Bhlhb7; bHLHe20; Olig3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	167826
Identifiant du gène	167826
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 173-272 de l'Olig3 humain (Q7RTU3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7RTU3
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace