

Anticorps Polyclonal Anti-OLr1 Pour Wb Et Elisa - P78380

Numéro d'article: CM0019370



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant OLR1 humain (LOX-1). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour les recherches sur l'athérosclérose et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb OLR1 de lapin
Remarques/Alias	LOX1 ; LOXIN ; SLOX1 ; CLEC8A ; SCARE1 ; OLR1
Espèce	Humain
ID du gène	4973 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 58 à 273 d'OLR1 humain (NP_002534.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P78380
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Pain de glace