

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Olr1 Pour Wb, Elisa - P78380

Numéro d'article: CM0014440



Introduction

Détectez le récepteur 1 des LDL oxydées (OLR1/LOX-1) avec cet anticorps polyclonal de lapin validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires. Réagit de manière croisée avec l'OLR1 de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	OLR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LOX1 ; LOXIN ; SLOX1 ; CLEC8A ; SCARE1 ; OLR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4973
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 1-100 de l'OLR1 humain (NP_002534.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P78380
Poids protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace