

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oma1 Pour Wb Et Elisa - Q96E52

Numéro d'article: CM0019428

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OMA1 humain, une métalloprotéase mitochondriale impliquée dans le contrôle de la qualité et l'apoptose. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur la dynamique mitochondriale et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OMA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; peptidase; 2010001009Rik; OMA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	115209
GeneID	115209
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 421-520 de l'OMA1 humain (NP_660286.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96E52
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace