

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oma1 Pour Wb, Elisa - Q96E52

Numéro d'article: CM0015988

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant OMA1, une métalloprotéase mitochondriale essentielle au contrôle qualité et à la réponse au stress. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OMA1 Rabbit pAb
Remarques/alias	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; peptidase; 2010001O09Rik; OMA1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	115209
GenelD	115209
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q96E52
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace