

Anticorps Polyclonal Anti-Oncomoduline-2 Pour Wb, Elisa - P0Ce71

Numéro d'article: CM0019740

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'oncomoduline-2 humaine (OM, OCM, OCM2). Validé pour le western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur les protéines de liaison au calcium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	OCM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	OM ; OCM ; OCM2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4951
GeneID	4951
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-109 de l'OCM2 humaine (NP_006179.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P0CE71
Poids Moléculaire	12kDa
Expédition	Sac de glace