

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Oncostatine M Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P13725

Numéro d'article: CM0010628



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'Oncostatine M (OSM) humaine, validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'inflammation, le cancer et la signalisation cytokinique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Oncostatine M mAb de lapin
Remarques/Alias	OSM ; oncostatine-M ; Oncostatine M
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5008
GeneID	5008
Immunogène	Peptide synthétique : une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Oncostatine M humaine (P13725)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13725
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace