

## Anticorps Polyclonal Anti-Onecut1 Pour Wb - Q9Ubc0

Numéro d'article: CM0015350

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ONECUT1 humain (HNF6), adapté à la WB et à l'ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Pertinent pour les études de transcription des gènes hépatiques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | ONECUT1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | HNF6 ; HNF-6 ; HNF6A ; ONECUT1                                                                                                 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (humain)    | 3175                                                                                                                           |
| GeneID             | 3175                                                                                                                           |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 167-292 de ONECUT1 humain (NP_004489.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée | Humain, souris, rat                                                                                                            |
| SWISS              | Q9UBC0                                                                                                                         |
| Poids moléculaire  | 51 kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |