


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Opa1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60313

Numéro d'article: CM0025167



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-OPA1 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte l'OPA1 humain, de souris et de rat (~112 kDa), une GTPase mitochondriale de type dynamine essentielle pour la fusion de la membrane interne et le remodelage des crêtes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OPA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDPS14; OPA1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	4976
GenelD	4976
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-600 de l'OPA1 humain (NP_056375.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60313
Poids de la protéine	112kDa
Expédition	Sac de glace