

Anticorps Polyclonal Anti-Opa3 Pour Wb, Elisa - Q9H6K4

Numéro d'article: CM0026290

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-OPA3 de haute qualité validé pour les applications de Western blot et ELISA, avec une réactivité croisée pour l'Humain, la Souris et le Rat. Convient pour étudier la fonction mitochondriale et l'atrophie optique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OPA3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MGA3 ; OPA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80207
GeneID	80207
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-179 de l'OPA3 humain (NP_079412.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H6K4
Poids moléculaire protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace