

Anticorps Polyclonal Anti-Opcml Pour Wb, Elisa - Q14982

Numéro d'article: CM0030945



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'OPCML (protéine de liaison aux opioïdes/molécule d'adhésion cellulaire, membre 1 de la famille IgLON). Adapté aux applications Western blot et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Poids moléculaire attendu : 38 kDa. Idéal pour la recherche en neuroscience et sur l'adhésion cellulaire - Q14982.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OPCML Rabbit pAb
Remarques/Alias	OPCM; OBCAM; IGLON1; OPCML
Espèce	Humain
GeneID	4978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 246-345 de l'OPCML humain (NP_002536.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14982
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sachet de glace