

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oplah Pour Wb Et Elisa - O14841

Numéro d'article: CM0014790

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OPLAH humain (5-oxoprolinase), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme du glutamate et la dégradation du glutathion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OPLAH Rabbit pAb
Remarques/Alias	OPLA ; OPLAHD ; 5-Opase ; OPLAH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26873
GeneID	26873
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1119-1288 de l'OPLAH humain (NP_060040.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14841
Poids protéique	137 kDa
Expédition	Sac de glace