

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Opn5 Pour Wb, Elisa - Q6U736

Numéro d'article: CM0019964

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-OPN5 de CamelBio, validé pour la WB et l'ELISA, présente une réactivité croisée avec l'Homme, la Souris et le Rat. Idéal pour l'étude de la fonction des photorécepteurs opsine-5 dans les rythmes circadiens et le développement rétinien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OPN5 Rabbit pAb
Remarques/alias	PGR12 ; GPR136 ; GRP136 ; TMEM13 ; OPN5
Espèce	Homme
ID du gène (Homme)	221391
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de l'OPN5 humaine (NP_859528.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q6U736
Poids moléculaire	40 kDa
Expédition	Poche de glace