

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Oprd1 Pour Wb, Elisa - P41143

Numéro d'article: CM0004571



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité spécifique de l'OPRD1 humain (récepteur opioïde delta). Adapté aux applications Western blot et ELISA, il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Indispensable pour l'étude de la perception de la douleur et de l'analgésie opioïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OPRD1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	DOP; DOR; DOR1; OPRD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4985
GeneID	4985
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de l'OPRD1 humain (P41143).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41143
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace