

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oprd1 Pour Wb, Elisa - P41143

Numéro d'article: CM0030049



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'OPRD1 humain (récepteur delta aux opioïdes), validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté aux applications de recherche en neuroscience et sur la douleur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OPRD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DOP; DOR; DOR1; OPRD; OPRD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4985
GeneID	4985
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 372 de l'OPRD1 humain (NP_000902.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41143
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sachet de glace