

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Oprk1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41145

Numéro d'article: CM0014842



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'OPRK1 humain (récepteur opioïde kappa), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la douleur et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	OPRK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KOP; KOR; KOR1; OPRK; KOR-1; K-OR-1; OPRK1
Espèce	Humain
GeneID	4986
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 280-380 de l'OPRK1 humain (NP_000903.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41145
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace