

Anticorps Polyclonal Anti-Oprl1 Pour Wb, Elisa - P41146

Numéro d'article: CM0025835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OPRL1 humain (récepteur de la nociceptine, alias NOP, KOR-3) adapté aux applications WB et ELISA. Utile pour l'étude de la perception de la douleur, de la nociception, de l'activité locomotrice et des voies de signalisation des récepteurs couplés aux protéines G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OPRL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NOP, OOR, KOR3, NOPr, OPRL, ORL1, KOR-3, NOCIR, PNOCR, OPRL1
Espèce	Humain
GeneID	4987
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 270 et 370 de l'OPRL1 humain (NP_000904.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41146
Poids protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace