

Anticorps Polyclonal Anti-Opticine (Optc) Pour Wb Et Elisa - Q9Ubm4

Numéro d'article: CM0021353

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'OPTC (Opticine) humaine, adapté au WB et à l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant (acides aminés 20-115). Idéal pour les études sur l'angiogenèse et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OPTC pAb de lapin
Remarques / Alias	OPT ; OPTC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26254
GeneID	26254
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-115 de l'OPTC humaine (NP_055174.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UBM4
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace