


Anticorps Polyclonal Anti-Optn Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q96Cv9

Numéro d'article: CM0019170



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'OPTN humain (optineurine), validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IP et l'ELISA. Réagit également avec la souris. Idéal pour l'étude de l'autophagie, de l'immunité innée et de la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	OPTN pAb de lapin
Remarques/Alias	NRP ; FIP2 ; HIP7 ; HYPL ; ALS12 ; GLC1E ; TFIIIA-INTP ; OPTN
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	10133
ID du gène	10133
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-577 de l'OPTN humaine (NP_068815.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q96CV9
Poids moléculaire	66 kDa
Expédition	Sac de glace