

Anticorps Polyclonal Anti-Or10H3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60404

Numéro d'article: CM0020324

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur olfactif humain 10H3 (OR10H3), validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur l'olfaction et les RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	OR10H3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OR10H3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	26532
GeneID	26532
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'OR10H3 humain (NP_039227.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O60404
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace