

Anticorps Polyclonal Anti-Orc1 Pour Wb, Elisa - Q13415

Numéro d'article: CM0016642



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ORC1 humain, validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la fonction du complexe de reconnaissance d'origine dans la réplication de l'ADN et l'assemblage du complexe de pré-réplication.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ORC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ORC1L; PARC1; HSORC1; ORC1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4998
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 696-856 de l'ORC1 humain (NP_001177748.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13415
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace