

Anticorps Polyclonal Anti-Orc2 Pour Wb, Elisa - Q13416

Numéro d'article: CM0022814



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ORC2 humain (sous-unité 2 du complexe de reconnaissance de l'origine) pour WB et ELISA. Idéal pour les études sur la réplication de l'ADN et la chromatine - Q13416

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ORC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ORC2L; ORC2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4999
ID de gène	4999
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 458-577 de l'ORC2 humain (NP_006181.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13416
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace