


Anticorps Polyclonal Anti-Orc6 Pour Wb, Elisa - Q9Y5N6

Numéro d'article: CM0029560



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ORC6 humain, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réplication de l'ADN et le complexe de reconnaissance d'origine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ORC6 pAb de lapin
Remarques/Alias	ORC6L ; ORC6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23594
ID du gène	23594
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-252 de l'ORC6 humain (NP_055136.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5N6
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace