


Anticorps Polyclonal Anti-Orc6 (Lapin) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5N6

Numéro d'article: CM0029267



Introduction

Anticorps polyclonal ORC6 Lapin validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Cible la sous-unité 6 du complexe de reconnaissance de l'origine (28 kDa, Q9Y5N6), impliquée dans l'initiation de la réplication de l'ADN. Idéal pour les études nucléolaires et de réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ORC6 Lapin pAb
Remarques/Alias	ORC6L ; ORC6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23594
GeneID	23594
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-252 de l'ORC6 humain (NP_055136.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5N6
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace