


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Orm1/2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02763 / P19652

Numéro d'article: CM0002323



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ORM1/2 humain (Alpha-1-glycoprotéine acide 1/2), adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Idéal pour l'étude des protéines de la phase aiguë, de l'inflammation et du transport des médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-ORM1/2
Remarques/Alias	AGP-B ; AGP-B' ; AGP2 ; ORM1/2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5004/5005
GeneID	5004/5005
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02763/P19652
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace