


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ormdl3 Pour Wb Et Elisa - Q8N138

Numéro d'article: CM0017518



Introduction

Cet anticorps polyclonal cible ORMDL3, une protéine membranaire du RE essentielle à la régulation de la biosynthèse des sphingolipides. Validé pour le Western blot et l'ELISA, il réagit avec des échantillons humains et murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ORMDL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ORMDL3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	94103
ID de Gène	94103
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ORMDL3 humain (NP_644809.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N138
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace