


Anticorps Monoclonal Anti-Orp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxw6

Numéro d'article: CM0011974



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ORP1 humain (OSBPL1A), adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. L'ORP1 est une protéine de liaison aux stérols des endosomes tardifs impliquée dans le transport du cholestérol et la régulation de RAB7A, idéale pour la recherche sur le métabolisme lipidique et le développement de DVI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ORP1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ORP1 ; ORP-1 ; OSBPL1B
Espèce	Humain
GenelD (humain)	114876
GenelD	114876
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 851 et 950 de l'ORP1 humain (Q9BXW6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXW6
Poids protéique	108 kDa
Expédition	Sac de glace