

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Orp150/Grp170/Hsp12A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4L1

Numéro d'article: CM0003180

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre ORP150/GRP170/HSP12A (HYOU1) validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur le stress du réticulum endoplasmique et l'hypoxie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ORP150/GRP170/HSP12A Rabbit mAb
Remarques/Alias	IMD59; Grp170; HSP12A; ORP150; GRP-170; ORP-150; ORP150/GRP170/HSP12A
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10525
GenelD	10525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de l'ORP150/GRP170/HSP12A humain (Q9Y4L1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4L1
Poids protéique	111 kDa
Expédition	Sac de glace